


So ermitteln Sie die passenden Maße für das neue Geschirr (spanischer Stil) Ihres Hundes



Rote Linie: Bauchumfang

Den Bauchumfang misst man ca. drei Finger breit nach dem Schultergelenk des Vorderlaufes. Dies ist wichtig, damit das Geschirr dem Hund nicht in den Achseln reibt. Man misst ganz um den Brustkorb - am besten mit einem Stoff-Massband. Dabei sollte das Maßband eng anliegen. Das alles bitte ohne Zugabe.

Grüne Linie: Brustgurt

Bitte beachten Sie beim Messen, dass der Brustgurt nicht horizontal sondern dezent

nach unten geneigt gemessen wird (Winkel von ca. 35 Grad). Der **Brustgurt** berührt den **Bauchgurt** oben am Rücken des Hundes – dies ist meist etwas vom Halsansatz entfernt. Hierbei liegt das Massband am Fell an.

Damit Sie von Leather4Paws ein Geschirr nach Maß bekommen, drucken Sie bitte dieses Blatt aus, tragen die Maße in cm ein und mailen Sie es an uwe.otto@leather4paws.de.

Bauchumfang: cm, Brustgurt-Länge: cm

